

手持式屈折度計 糖

Analogue refractometer-Sugar

德國 **KERN**

ORA-B 系列



- ◆ 手持式屈折度計 KERN ORA 系列是普遍全球的，方便和堅固的設計，可以簡單、有效率且持續性的使用。
- ◆ 利用經過精確計算和檢查，並具有多個範圍可選擇的刻度尺，使用者可避免因人為計算、換算而造成的錯誤。
- ◆ 由特殊材料製成的光學系統和稜鏡蓋，有效降低誤差範圍。
- ◆ 有標記「ATC」的型號具有自動溫度補償功能，即使在不同環境溫度也能得到精確測量。
- ◆ 操作溫度：不具 ATC 功能：20°C；具 ATC 功能：10~30°C。



➤ ORA-B 應用範圍：糖 Sugar

適用於測量「糖度」值。

主要應用領域：工業：監測潤滑油製造過程和品質管制。

食品加工業：飲料、水果、糖果。

農業：於收成期間，確定水果成熟的品質管理。

標準配件：攜帶箱 x1、滴管 x1、小型螺絲起子 x1、清潔布 x1、

校正標準液 x1、(校正標準塊 x1→僅 ORA 82BB)。

*有標記「ATC」的型號具有自動溫度補償功能。

| 型號 | 單位 | 測量範圍 | 解析度 | ATC 功能 |
|----------|---------|----------|------|--------|
| ORA 10BB | Brix 糖度 | 0 - 10% | 0.1% | |
| ORA 10BA | Brix 糖度 | 0 - 10% | 0.1% | ● |
| ORA 18BB | Brix 糖度 | 0 - 18% | 0.1% | |
| ORA 20BB | Brix 糖度 | 0 - 20% | 0.1% | |
| ORA 20BA | Brix 糖度 | 0 - 20% | 0.1% | ● |
| ORA 32BB | Brix 糖度 | 0 - 32% | 0.2% | |
| ORA 32BA | Brix 糖度 | 0 - 32% | 0.2% | ● |
| ORA 62BB | Brix 糖度 | 28 - 62% | 0.2% | |
| ORA 62BA | Brix 糖度 | 28 - 62% | 0.2% | ● |
| ORA 82BB | Brix 糖度 | 45 - 82% | 0.5% | |
| ORA 80BB | Brix 糖度 | 0 - 80% | 0.5% | |

研士強

Instruments · Metrology & Testing Equipment

儀器、度量衡計器 & 試驗設備

YENSTRON CORP.

益瀚國際科技股份有限公司

407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F

台中總公司 / TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507

台南營業處 / TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

e-mail: sale99@yenstron.com.tw

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。