

手持式糖度計(屈折度計)-專業應用

Analogue refractometer-Expert application



德國 **KERN**

ORA-E 系列

- ◆ 手持式糖度計 KERN ORA 系列是普遍全球的，方便和堅固的設計，可以簡單、有效率且持續性的使用。
- ◆ 利用經過精確計算和檢查，並具有多個範圍可選擇的刻度尺，使用者可避免因人為計算、換算而造成的錯誤。
- ◆ 由特殊材料製成的光學系統和稜鏡蓋，有效降低誤差範圍。
- ◆ 有標記「ATC」的型號具有自動溫度補償功能，即使在不同環境溫度也能得到精確測量。
- ◆ 操作溫度：不具 ATC 功能：20°C；具 ATC 功能：10~30°C



➤ ORA-E 應用範圍：專業應用 Expert application

具有較大的折射率測量範圍和劃分較大的刻度可以測量糖度值。

主要應用領域：需要較大測量範圍時使用。

標準配件：攜帶箱 x1、滴管 x1、小型螺絲起子 x1、清潔布 x1、

校正標準液 x1、(校正標準塊 x1→僅 ORA 80BE、ORA 4RR)。

*有標記「ATC」的型號具有自動溫度補償功能。

型號	單位	測量範圍	解析度	ATC 功能
ORA 80BE	Brix 糖度	0 - 50% 50 - 80%	0.5 % 0.5 %	
ORA 90BE	Brix 糖度	0 - 42% 42 - 71% 71 - 90%	0.2% 0.2% 0.2%	
ORA 1RE	Refractive index 折光率	1.333 - 1.405 nD 1.405 - 1.468 nD 1.468 - 1.517 nD	0.005 nD 0.005 nD 0.005 nD	
ORA 4RR	Refractive index 折光率	1.440 - 1.520 nD	0.01	

 **YENSTRON® 研士強®**

Instruments、Metrology & Testing Equipment

儀器、度量衡計器 & 試驗設備

YENSTRON CORP.

益瀚國際科技股份有限公司

407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F

台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507

台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

[e-mail:sale99@yenstron.com.tw](mailto:sale99@yenstron.com.tw)

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。

110.07.26